

Dragi korisniče Wintecare T-Plus,

Ispod su korisni savjeti za kombiniranje upotrebe provodne kreme s različitim modalitetima.

PRIJEDLOZI

Uvijek koristite WINTECARE "A+ provodnu kremu/gel" s vašim T-Plus uređajem. Oni su zajedno posebno testirani za pravilnu upotrebu, što osigurava bolju izdržljivost vaših elektroda i optimalan rad vašeg T-Plus uređaja. Različite kreme/losioni mogu negativno utjecati na rezultat tretmana i trajnost opreme.

Kad god nanosite kremu na tijelo, ravnomjerno je rasporedite po koži dok više ne bude vidljivo prisutna.

Detaljnije:

1. **Standardna RESISTIVA:** "pola pritiska" pumpe (jedan pritisak) dovoljno je za tretiranje površine od 400 cm². Dodajte kremu samo ako koža postane potpuno suha.
2. **Standardna KAPACITIVNA:** preporučujemo korištenje ovog načina BEZ KREME za maksimiziranje dubinskog učinka. Ako je potrebno kliziti elektrodom, "pola pritiska" kreme (jedan pritisak pumpe) dovoljno je za tretiranje površine od 400 cm². Dodajte kremu samo ako klizanje postane otežano.
3. **RESISTIVA bez kreme (CRVENA):** preporučujemo korištenje ovog načina BEZ KREME.
4. **DIJATERMIČKA FIBROLIZA:** "pola pritiska" kreme (jedan pritisak pumpe) dovoljno je za tretiranje površine od 400 cm². Dodajte kremu samo ako koža postane potpuno suha.
5. **SET ZA STATIKU I DOZIMETRIJU:** posebne ljepljive ploče NE zahtijevaju kremu. Ako su na koži prisutni kozmetički proizvodi ili krema, uklonite ih vlažnom krpom i zalijepite ploču na suhu kožu.

Ispod su slike koje prikazuju PRAVILNU i NEPRAVILNU upotrebu kreme:

PRAVILNO NANOŠENJE / ODGOVARAJUĆA KOLIČINA KREME



Krema NIJE vidljivo prisutna na koži = PRAVILNO

NEPRAVILNO NANOŠENJE / PREKOMJERNA KOLIČINA KREM



Losion/krema je vidljivo prisutna na koži = POGREŠKA

ZAVRŠNA NAPOMENA

Nepravilna upotreba kreme može učiniti tretman manje ugodnim i može negativno utjecati na dugotrajnu izdržljivost kapacitivne elektrode.

USPOREDBA IZMEĐU "OČUVANE" I "OŠTEĆENE" ELEKTRO.



Elektroda s lijeve strane pokazuje znakove propadanja (mat izgled).
Elektroda s desne strane ostaje netaknuta (sjajna površina)

Nadamo se da će vam ovaj kratki vodič pomoći i poboljšati vaše iskustvo s T-Plus uređajem!

FIZIAN d.o.o. | Dolenje Ponikve 34 | 8210 Trebnje | www.fizian.si | info@fizian.si | +38641988917

